

Infrasarkanās masāžas ierīce SHIATSU

Modelis: C 28 lite-80-2-8 (lietošanas instrukcija)

Paredzētais lietojums: Masāža kaklam, pleciem, mugurai, kā arī citām ķermeņa daļām, piemēram, augšstilbiem, pēdām, rokām uc. **Tehniskie parametri:** Barošanas avots: AC 230 V / DC 12 V / 2,5 A tīkla adapteris vai 12 V automašīnas kontaktligzda; Svars: 2,8 kg; Garums: 110 cm; Automātiskais taimeris: 15 minūtes.

PRODUKTA FUNKCIJAS (KONTROLE)– Piespēdziet ierīci pie strāvas tīkla. Ierīce ir aprīkota ar vienu pogu “on/off”. Nospiežot pogu ierīce ieslēgsies– masāžas režīms ar infrasarkano sildīšanas funkciju. Nospiežot pogu atkārtoti– tiks mainīts masāžas elementu rotācijas virziens. Nospiežot pogu atkārtoti (3 reizi)– masāžas elementu kustības virziens nemainās, bet infrasarkanā sildīšana tiek izslēgta. Nospiežot pogu atkārtoti (4 reizi)– ierīce tiks izslēgta.

LIETOŠANA: Pārvietojiet masāžas galvu bloku uz izvēlēto masāžas ķermeņa zonu un pārliecinieties, ka ierīce ir pareizi un ērti novietota uz ķermeņa.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA: Ja rodas problēmas ar produktu, pārbaudiet šos punktus, lai palīdzētu jums atrisināt attiecīgo problēmu. Ja produkts joprojām nedarbojas, izslēdziet to un atvienojiet to no elektrības tīkla. Pēc tam sazinieties ar servisa nodaļu/izplatītāju. Nekad neizjauciet produktu, nemēģiniet to salabot pats. Ja jūs to izdarīsiet, jūs zaudēsiet garantiju un pārdevējs nebūs atbildīgs par jebkādiem preces trūkumiem. Problēmu novēršanas soļi:

- Ierīci nevar ieslēgt: Pārliecinieties, vai adapteris ir pareizi pievienots. Pārliecinieties, vai kontaktligzda darbojas. Pārbaudiet, vai ierīces adapteri ir pareizi savienoti ar strāvas kabeli. Pārliecinieties, vai masāžas poga ir nospiesta pareizi.
- Ierīce pārtrauc darbību masāžas laikā: Pārliecinieties, vai strāvas vads nav atvienojies no adaptera. Pārbaudiet, vai vadības paneļa barošanas poga nav nejauši nospiesta. Izslēgšanās, iespējams, notika 15 minūšu taimerim nostrādājot. Iespējams, ir aktivizēta ierīces pret-pārkaršanas funkcija. Izslēdziet galveno strāvu un ļaujiet ierīcei atdzist. Ja problēmu neizdodas novērst, pārtrauciet produkta lietošanu un sazinieties ar servisu.

SVARĪGAS PIEZĪMES: Nelietojiet izstrādājumu, ja seguma audums ir bojāts; Ja izstrādājums tiek darbināts caur automašīnas kontaktligzdu, atļautais spriegums ir 12 V. Ja ierīce tiek lietota automašīnā ar 24 V pieslēgumu, pastāv produkta bojājumu risks, uz kuru garantija neattiecas; Neievietojiet ierīcē tam neparedzētus priekšmetus vai viegli uzliesmojošus materiālus. Tas var izraisīt īssavienojumu, sabojāt produktu vai izraisīt ugunsgrēku; Masāžas laikā nelietot pārmērīgu spiedienu; Masāžas laikā nenosedziet ierīci. Tas var izraisīt motora pārkaršanu, izraisīt mehāniskus bojājumus vai izraisīt ugunsdrošību bojājumu; Masāžas laikā produkts var radīt trokšņus; Ja jūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet masāžas ierīces lietošanu; Ierīce nav ārstniecības iekārta; Ja jums ir kādas veselības problēmas, ieteicams pirms šī produkta lietošanas konsultēties ar ārstu. Nelietojiet produktu, ja nejūtaties labi. Produkta lietošana nav ieteicama grūtniecēm.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI - Lietotājiem ir pienācīgi jāiepazīstas ar lietošanas instrukcijām. Bērnu drošības nolūkos izlasiet visus šīs rokasgrāmatas norādījumus un brīdinājumus. • Šī ierīce ir paredzēta bērniem no 8 gadu vecuma. Personām ar kustību traucējumiem, ierobežotām maņām vai garīgās attīstības traucējumiem/spējām ierīces lietošana ir pieļaujama tikai tad, ja klāt ir pilnvarota persona, kas uzrauga pareizu un drošu produkta lietošanu un apzinās ar to saistītos riskus. • Produktam ir sildoša virsma. • Ja jums ir kādas veselības problēmas, kas varētu pasliktināties produkta lietošanas rezultātā, pirms šīs ierīces lietošanas vienmēr konsultējieties ar ārstu. • Atkārtoti lietojiet ierīci ievērojot pārtraukumus. • Ierīce nav piemērota grūtniecēm. • Ja Jums ir sirds, asinsvadu vai citas hroniskas slimības, pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu. • Ja, lietojot ierīci, rodas nepatīkamas sajūtas, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu. • Kad nelietojat ierīci, atvienojiet to no elektrības. • Neizjauciet, neremontējiet, nemodificējiet ierīci pats. Visus remontdarbus drīkst veikt tikai specializēts serviss. • Nelietojiet ierīci ar slapjām vai mitrām rokām. • Nelietojiet ierīci, ja strāvas vadi, adapteris vai ierīce ir jebkādā veidā bojāti. • Nelietojiet ierīci telpā, kur ir augsta temperatūra vai mitrums. • Nelietojiet ierīci, ja strāvas kabelis ir salocīts, vai ja ierīce ir saburzīta/salocīta. • Nelietojiet ierīci, ja tā ir mitra. • Ierīce nav piemērota cilvēkiem, kuri neuztver siltumu.

GARANTĪJA - Ierīces garantija neattiecas: Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam). Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs precīzi transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties no reālajām.

Uzmanību! Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu. Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 5. apakšpunkts nosaka, ka: “Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;”

Инфракрасное массажное устройство SHIATSU **Модель C28-lite-80-2-8 (инструкция по применению)**

При передаче этого продукта другому пользователю - пожалуйста, передайте ему и эту инструкцию.

Перед использованием этого продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Не используйте продукт, если он сломан или не хватает какой либо детали. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейшего использования

Описание:

Перед использованием прикрепите устройство к стулу, креслу или автомобильному сидению или поставьте устройство на массируемую зону тела. Подключите устройство к сети. Один раз нажмите на включатель (1 – раз) и можете наслаждаться массажем с функцией инфракрасного подогрева. При повторном нажатии на кнопку (2- раз) включения поменяется направление массажных роликов. Нажав на кнопку повторно (3 –раз) направление массажных роликов не поменяется, но выключится функция инфракрасного подогрева. Нажав на кнопку повторно (4 - раз) устройство выключится.

Устранение неполадок:

Если у Вас появились проблемы с работой устройства, прочтите нижеуказанную информацию и следуйте инструкции. Если продукт по-прежнему не будет работать, то выключите устройство и отсоедините его от электросети и свяжитесь с распространителем. Никогда не разбирайте устройство, не пытайтесь ее самостоятельно чинить. Пошаговое устранение проблем работы устройства:

Устройство не включается: Убедитесь, что адаптер правильно подсоединен. Проверьте, работает ли розетка. Проверьте, правильно ли подсоединен адаптер и сетевой кабель. Убедитесь, что Вы правильно нажали на кнопку включения/выключения. Устройство прекратило работу во время использования: убедитесь, что сетевой кабель не отсоединился от адаптера. Убедитесь в том, что вы случайно не нажали на кнопку панели управления и не выключили устройство. Возможно, устройство отключилось, потому что сработал таймер отключения - 15 мин. Возможно, активирована функция контроля перегрева устройства. Отключите устройство от сети и дайте ему остыть. Если проблему не удалось устранить, прекратите использование устройства отключите его от электросети и свяжитесь с распространителем.

Предупреждение!

Беременные, люди после сердечного приступа и люди у которых есть кожные заболевания не могут пользоваться данным устройством.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых (предназначено для детей старше 8 лет); Люди, у которых нет чувствительности к теплу, каждый раз не могут использовать массажер слишком долго; Не вставляйте ничего в открытые отверстия устройства; Если устройство не исправно сразу прекратите его использование;

- Не становитесь на устройство и не кладите на него ничего тяжелого; Не производите ремонт самостоятельно; Если возникнут вопросы, свяжитесь с распространителем; Влажными/мокрыми руками не вытаскивайте вилку из розетки; После использования всегда отключайте устройство от электросети; Прежде чем вытащить вилку из розетки убедитесь, что устройство выключено; Не используйте сетевой адаптер, у которого напряжение больше минимального, это может вызвать пожар; Не храните массажер во влажном или пыльном месте; Не ставьте массажер рядом с местами, где есть или может быть повышенная температура; Не используйте устройство во время грозы.

Чистка устройства: Перед чисткой устройства отключите его от электросети и дайте ему остыть; Протрите устройство сухой тряпочкой; Не мойте устройство в воде, а так же в какой либо другой жидкости, не помещайте его под воду. Не используйте растворители, чистящие средства, бензин и т.д.

Хранение

Если Вы длительное время не будете использовать устройство - поставьте его в надежное хорошо проветриваемое место.

Не вешайте устройство за провод.

Технические характеристики: Питание: от переменного тока 230 V/постоянного тока 12 V/2,5 A сетевого адаптера или из контактного гнезда автомобиля 12 V; Вес: ~ 2 кг; Размер 30 x 20 x 12 см; Потребление энергии max. 25 W.

Гарантия не распространяется: На повреждения, полученные в результате воздействия внешних факторов (намокание, неправильное использование и т.п.). На естественный износ устройства в результате длительного использования. Повреждение от неправильного использования или хранения устройства. Механические повреждения устройства, возникшие в результате падения или в результате какой-либо другой аналогичной причины.

Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, неправильным использованием частей или в результате перегрузки оборудования.